

TUBE A ESSAI

Code article	Dimensions	Quantité par unité de conditionnement	Quantité par palette
T15160E055S	15.30 X 0.55 X 160	343	28 812

CARACTÉRISTIQUES

MATIERE	Verre sodocalcique blanc (translucide) Type III de la Pharmacopée Européenne (se référer à la fiche technique matière première)
SPECIFICATION COMPLETE	Tube à essai 15.30 x 0.55 x 160 Bord Droit Fond rond En verre sodocalcique blanc (Translucide) Verre nu sans décor ni traitement
TEMPERATURE UTILISATION	-40 °C / +130 °C
CONDITIONNEMENT	Unité de conditionnement de 343 pièces 120 unités de conditionnement par palette
IDENTIFICATION	Etiquette sur chaque unité de conditionnement comportant Désignation/ code article/ n° de lot/ code client/réf. commande client
TRACABILITE	Traçabilité assurée de la matière première au produit fini.

REFERENCES NORMATIVES

■ LIMITATION METAUX LOURDS	Conforme à la directive CE/94/62
■ ALIMENTARITE	Matière conforme au règlement CE N°1935/2004

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Usage In vitro
Usage unique