

# FIDÉLISEZ VOS PRÉLEVEURS EXTERNÉS

## DES SOLUTIONS ADAPTÉES aux prélèvements externes.

Greiner Bio-One vous accompagne dans la **fidélisation des préleveurs externes** grâce à des solutions et produits innovants. Conçues pour garantir praticité, hygiène et sécurité, nos solutions adaptées aux prélèvements externes passent par des **dispositifs spécifiques** tels que le kit hygiène, la sacoche de transport ou encore notre solution digitale pour la gestion des conditions de transport. Notre offre se complète par des **outils éducatifs** comme le stylo "ordre des tubes" ou les affichettes "bonnes pratiques".



### Kit hygiène prêt à l'emploi

Composé d'une boule de coton, un tampon alcool et un pansement, le kit rassemble le matériel indispensable dans un emballage unitaire.

vosre logo



couleur au choix

### Transport

En plus de transporter les échantillons de manière conforme, nos solutions sont pensées pour assurer confort et praticité aux IDE.



### Outils éducatifs

À glisser dans la poche de sa blouse, le stylo ordre des tubes et l'affichette A6 rappellent les bonnes pratiques où que vous soyez.



## KIT HYGIÈNE & BOÎTE DE TRANSPORT



## SACOCES DE TRANSPORT



### Kit hygiène

Kit composé d'une boule de coton, un tampon alcool, un pansement et une dose de gel hydroalcoolique en option.

- / Rassemble le matériel indispensable au préleveur dans un conditionnement individuel
- / Emballage unitaire hermétique
- / Prêt à l'emploi
- / Traçabilité totale

| Réf.            | Désignation   | Minimum de commande |
|-----------------|---|---------------------|
| FR05AC158200100 | Kit hygiène : 1 boule de coton, 1 tampon alcool, 1 pansement, boîte de 100                                | 1 000               |
| FR05AC158300100 | Kit hygiène : 1 dose de gel hydroalcoolique, 1 boule de coton, 1 tampon alcool, 1 pansement, boîte de 100 | 1 000               |



### Sacoches isothermes souples

Maintient les échantillons à température constante pendant le transport.

- / Emballage extérieur renforcé suffisamment solide pour résister aux chocs et éventuelles fuites
- / Marquage UN 3373
- / Couleurs : bleu ou mauve
- / Personnalisation possible

| Réf.            | Désignation  |
|-----------------|--|
| SACISOTPB       | Sac isotherme 13L, bleu, [275 x 200 x 275 mm]                        |
| SACISOTBPERSO   | Sac isotherme 13L, bleu, [275 x 200 x 275 mm], avec personnalisation |
| NVSACISOPB      | Sac isotherme 20L, bleu, [310 x 250 x 260 mm]                        |
| NVSACISOPM      | Sac isotherme 20L, mauve, [310 x 250 x 260 mm]                       |
| NVSACISOPBPERSO | Sac isotherme 20L, bleu, [310 x 250 x 260 mm], avec personnalisation |
| SACISOPB        | Sac isotherme 29L, bleu, [420 x 200 x 340 mm]                        |

### Boîte de transport Hemobox

La solution de triple emballage conforme et pratique.

- / Conforme instruction P650 de l'ADR
- / Marquage UN 3373
- / Ultra compacte et légère
- / Stable en position ouverte
- / Compartiment spécial corps de prélèvement sécurisé



| Réf.    | Désignation                            | Minimum de commande |
|---------|--|---------------------|
| ST1860G | Boîte de transport HEMOBOX 5G, blanche | 31                  |

Autres boîtes de transport sur [www.gbo.com](http://www.gbo.com)

### Sacoches isothermes rigides

Les sacoches de transport rigides sont robustes, légères et contribuent à maintenir la température basse grâce au matériau extérieur thermiquement isolant.



| Réf.   | Désignation                                  | Hauteur | Longueur | Largeur | Couleur      |
|--------|--|---------|----------|---------|--------------|
| 472022 | pour 1 boîte de transport 40 tubes VACUETTE® | 160 mm  | 145 mm   | —       | I bleu royal |
| 472020 | pour 1 boîte de transport 40 tubes VACUETTE® | 250 mm  | 300 mm   | 170 mm  | I bleu royal |

Tailles supérieures pour transport interlaboratoire sur demande.



Greiner Bio-One SAS Courtaboeuf, France  
 TEL : 01.69.86.25.25 / FAX : 01.69.86.25.35 / E-MAIL : [accueil.france@gbo.com](mailto:accueil.france@gbo.com)  
 Greiner Bio-One is a global player.  
 Find the contact details of your local partner on our website.

[www.gbo.com](http://www.gbo.com)



Greiner Bio-One SAS Courtaboeuf, France  
 TEL : 01.69.86.25.25 / FAX : 01.69.86.25.35 / E-MAIL : [accueil.france@gbo.com](mailto:accueil.france@gbo.com)  
 Greiner Bio-One is a global player.  
 Find the contact details of your local partner on our website.

[www.gbo.com](http://www.gbo.com)

**Solution pour la gestion des conditions de transport échantillons**

Transport Monitoring offre une solution complète pour la **gestion et le contrôle du transport des échantillons** depuis le lieu de prélèvement jusqu'au laboratoire. Conçu pour fonctionner à la fois de manière indépendante et en liaison avec le SIL, il garantit l'**intégrité des échantillons** et le **respect des normes réglementaires**. Vous bénéficiez d'un suivi en temps réel et de l'historique complet de chaque échantillon ou de tous les échantillons contenus dans la sacoche de transport.

Plus d'infos sur nos solutions de digitalisation sur [www.gbo.com](http://www.gbo.com) et [www.tracie-health.com](http://www.tracie-health.com).



# OUTILS ÉDUCATIFS



## STYLO ORDRE DES TUBES

Notre stylo ordre des tubes rappelle l'ordre de prélèvement à respecter. Deux en un, il fait l'unanimité auprès des IDE depuis de nombreuses années !



## AFFICHETTES BONNES PRATIQUES

Entièrement personnalisées aux recommandations en vigueur de votre établissement, ces petites affiches se glissent dans la poche de blouse.



## FORMATIONS EN PRÉSENTIEL OU EN LIGNE

Nos équipes vous accompagnent dans la formation aux bonnes pratiques et/ou à l'utilisation de nos dispositifs. À l'occasion d'une rencontre avec les préleveurs ou via notre plateforme e-learning.

making a difference

[www.gbo.com](http://www.gbo.com)

**GREINER BIO-ONE SAS**  
COURTABOEUF, FRANCE

TÉL 01 69 86 25 25  
FAX 01 69 86 25 35  
E-MAIL [accueil.france@gbo.com](mailto:accueil.france@gbo.com)



GREINER BIO-ONE IS A GLOBAL PLAYER.  
FIND THE CONTACT DETAILS OF YOUR  
LOCAL PARTNER ON OUR WEBSITE.

