



GARANTIRE L'INTEGRITÀ DEI CAMPIONI DAL PRELIEVO ALL'ANALISI

MONITORAGGIO DEL TRASPORTO

Monitoraggio accurato delle sacche di trasporto o dei campioni

Tracie Transport Monitoring offre una soluzione modulare per garantire l'integrità dei campioni biologici durante il trasporto. Tracie garantisce un monitoraggio e una registrazione dei dati accurati, fondamentali per mantenere la qualità dei campioni e la conformità agli standard di qualità.

Caratteristiche e vantaggi chiave

Tracciamento delle sacche di trasporto

Scansionate una volta la sacca di trasporto per acquisire le funzioni di tracciamento essenziali, inclusi gli aggiornamenti della posizione e la registrazione della temperatura per l'intera sacca, ideali per esigenze di trasporto semplici

Tracciamento dei campioni

Ogni campione viene scansionato e assegnato alla confezione di trasporto, consentendo un tracciamento più dettagliato, tra cui il tracciamento della posizione in tempo reale, il monitoraggio della temperatura individuale e la registrazione completa dei dati per ogni campione.

Controllo della temperatura

I dati sulla temperatura possono essere monitorati per l'intera sacca o per ogni campione, garantendo che i campioni rimangano entro gli intervalli di temperatura richiesti.

Integrazione con qualsiasi sistema esistente

Tracie Transport Monitoring può integrarsi con il LIS in uso, consentendo un trasferimento dei dati senza problemi, ma può anche operare come soluzione autonoma.

Compatibile con qualsiasi sacca di trasporto

Tracie opera con qualsiasi sacca di trasporto etichettata con un codice a barre univoco.



Tracie Transport Monitoring contribuisce a rispettare gli standard ISO 15189 e ISO 20658, fornendo documentazione dettagliata e tracciabilità per ogni sacca di trasporto o campione.




Tracie contribuisce alla sicurezza complessiva del paziente e a risultati diagnostici affidabili supportando un trasporto corretto e sicuro dei campioni.



Tracie Transport Monitoring può essere utilizzato come soluzione autonoma o in combinazione con Tracie Collect.

MONITORAGGIO DETTAGLIATO PER UNA MAGGIORE TRASPARENZA



Monitoraggio della temperatura

Monitorate continuamente la temperatura di ogni sacca o campione, con avvisi in caso di qualsiasi deviazione dagli intervalli di temperatura specificati.

Registrazione completa dei dati

La data e l'ora della raccolta del campione, del ritiro/ consegna e della presa in carico da parte del corriere vengono registrate in diverse fasi del processo, fornendo una registrazione dettagliata del trasporto.


SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI DI LABORATORIO

Check-in efficiente

Trasferimento dei dati all'arrivo della sacca di trasporto in laboratorio.

Visualizzazione dei dati critici

Visualizzate le informazioni essenziali, come la data e l'ora di raccolta del campione e le curve di temperatura, per contribuire a soddisfare gli standard di qualità e conformità prima della lavorazione.



UTILIZZATE TRACIE TRANSPORT MONITORING!

Tracie Healthcare Solutions
www.tracie-health.com
service@tracie-health.com

Greiner Bio-One
www.gbo.com
office@gbo.com

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL MONITORAGGIO DEL TRASPORTO

