



FICHE TECHNIQUE

AGITATEUR VORTEX

DATE DE CREATION : 27/05/2019

INFORMATIONS GENERALES

- Référence Greiner Bio-One : 57200016
- Désignation produit : Agitateur Vortex RSLAB-6 PRO




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Fonctionnement en mode continu ou au contrat
- Système de fixation des adaptateurs par simple clic
- Boîtier robuste en fonte
- Pieds en silicone et base en acier, spécialement étudiés pour amortir les vibrations
- Toue excentrique à roulement à billes
- Vitesse réglable : 0-2500 rpm
- Amplitude d'agitation : 4 mm
- Fonctionnement : Au contact ou continu
- Dimensions (LxlxH) : 127x130x160 mm
- Poids : 3.5 kg
- Classe de protection* : IP21

*selon DIN EN600529

ACCESSOIRES NON FOURNIS

- 57 200 060 : Support p/adaptateurs de tubes p/ref.
57 200 061 à 57 200 065
- 57 200 061 : Adaptateur p/48 microtubes PCR-6 mm p/ref.
57 200 060
- 57 200 062 : Adaptateur p/18 tubes f/rond 10 mm p/ref.
57 200 060





FICHE TECHNIQUE

- 57 200 063 : Adaptateur p/12 tubes f/rond 12 mm p/ref. 57 200 060
- 57 200 064 : Adaptateur p/8 tubes f/rond 16 mm p/ref. 57 200 060
- 57 200 065 : Adaptateur p/8 tubes f/rond 20 mm p/ref. 57 200 060
- 57 200 066 : Tige de préhension p/tubes p/ref. 57 200 061 à 57 200 065
- 57 200 067 : Support standard p/tubes diam. 30 mm
- 57 200 068 : Plateforme antidérapante pour tubes de 99 mm Ø max. Nécessite l'utilisation du support code 57 200 060.



57 200 065



57 200 066