


## FICHE TECHNIQUE

Révision 4 – Décembre 2006

Désignation du produit : Cryo.s™ 2 ml fond rond

### Spécifications

	121261 
Description	Cryo.s™ 2 ml, fond rond, bouchon vissant, pas de vis interne, sans aplat
Dimension	12.5 x 47.5 mm avec le bouchon vissant
Volume	1.8 – 2 ml
Matière	Tube : PP (Polypropylène), absence de métaux lourds Bouchon : PP (Polypropylène), absence de métaux lourds Insert de bouchon : PS (polystyrène), absence de métaux lourds
Couleur	Tube : incolore avec zone d'écriture et graduation blanche Bouchon vissant : incolore
Stérilisation	+ SAL 10 <sup>-6</sup>
Autres informations	Dispositif à usage unique

### Caractéristiques

Basic	Exemptes de détection DNases et RNases, ADN humain et pyrogens, non-cytotoxique
Température de stockage	- 196°C à +121°C
Autoclavable	-
Centrifugation, max RCF	34000 x g: rotor angulaire 5800 x g: rotor nacelles
Durée de vie	5 ans après le mois de production
Autres informations	Le stockage direct des tubes dans l'azote liquide est en général un danger pour la sécurité. Par précaution, les Cryo.s™ doivent être stockés dans un congélateur ou exclusivement en phase gazeuse au-dessus de l'azote liquide (pas dans la phase liquide).

### Conditionnement

Conditionnement	100 / 500
-----------------	-----------