


## Bleu de nil A, sulfate

Code produit : 311100



$C_{40}H_{40}N_6O_6S$   
Masse molaire: 732,84

**CAS Registry number :**

[3625-57-8]

**Color Index :**

51180

**Synonymes :**

C.I. Basic Blue 12

**Spécifications :**

- Aspect :
- Perte à la dessiccation :
- pH à 1% dans l'eau :
- Maximum d'absorption dans l'éthanol à 50° :
- Coefficient d'extinction spécifique :
- Point de fusion :

Poudre vert foncé à noir  
≤ 3 %  
1.0 ≤ pH ≤ 2.5  
635 nm ≤ λ ≤ 639 nm  
≥ 1600  
> 300°C

**Applications :**

Réactif de laboratoire, application en histologie.

Mise à jour du 18/04/2013