


## Carmin 40 pour histologie

Code produit : 311550-9000



**CAS Registry number :**

[1328-60-5]

**Color Index :**

75470:1

**Synonymes :**

Carmines laque, Natural Red 4:1  
E120

**Définition :**

Laque Alumino Calcique de l'acide carminique.

**Spécifications :**

- **Aspect :** Poudre rouge
- **Perte à la dessiccation à 80° C :** ≤ 10 %
- **Pureté :** 46 - 52 %, qualité alimentaire
- **Maxima d'absorption (en milieu alcalin)** 529 - 533 nm  
561 - 565 nm
- **Solubilités :** Insoluble dans l'eau  
Soluble dans l'ammoniaque

### Applications

Réactif de laboratoire, applications en histo-cytologie et cytologie végétale.

Colorant alimentaire.

Mise à jour du 11/09/12