

Colorant de Giemsa L

Code produit : **311720**

Synonyme : Colorant de Giemsa Lent poudre

Spécifications :

- | | |
|--|--|
| • Aspect : | Poudre vert foncé à noir |
| • Perte à la dessiccation à 80°C : | ≤ 6 % |
| • Maxima d'absorption dans le méthanol : | 524 nm ≤ λ ₁ ≤ 525 nm
648 nm ≤ λ ₂ ≤ 650 nm |
| • pH à 1% dans l'eau : | 4.2 ≤ pH ≤ 5.2 |
| • Cendres sulfuriques : | ≤ 9 % |

Applications :

Réactif de laboratoire, application en hématologie.

Mise à jour du 18/04/2013