

Fuchsine basique pour bactériologie

Code produit : 313230

Spécifications :

• Aspect :	Poudre cristalline verte
• Maximum d'absorption dans l'eau :	$542 \text{ nm} \leq \lambda \leq 548 \text{ nm}$
• Perte à la dessiccation à 80°C :	$\leq 3 \%$
• pH à 1% dans l'eau :	$4.5 \leq \text{pH} \leq 6.5$
• Cendres sulfuriques :	$\leq 3.5 \%$
• Solubilités :	Soluble dans l'eau (20 g/L)

Applications :

Réactif de laboratoire, applications en bactériologie et histo-cytologie.

Mise à jour du 18/04/2013