



Bleu Luxol[®] rapide

Code produit : **315390**

CAS Registry number :

[1328-51-4]

Color Index :

74180

Synonymes :

C.I. Solvent Blue 38
Luxol Fast Blue MBSN

Spécifications :

- Aspect :
- Maximum d'absorption dans le méthanol :
- Solubilités :

Poudre bleue
662 nm $\leq \lambda \leq$ 668 nm
Soluble dans l'eau (2 g/L)
Soluble dans l'éthanol (30 g/L)
Soluble dans le méthanol (1 g/L)

Légèrement soluble dans l'acétone

Applications :

Réactif de laboratoire, applications en histo-cytologie.

Mise à jour du 22/04/2013