


Safranine 0

Code produit : **317030**



C₂₀H₁₉ClN₄
Masse molaire : 350,84

CAS Registry number :

[477-73-6]

Color Index :

50240

Synonymes :

C.I. Basic Red 2

Spécifications :

• **Aspect :**

Poudre verte ou brun
rougeâtre

• **Maximum d'absorption dans l'éthanol à 50° :**

525 nm ≤ λ ≤ 535 nm

• **Solution aqueuse à 1% :**

Rouge limpide

• **Coefficient d'extinction spécifique :**

≥ 1400

• **Solubilités :**

Soluble dans l'eau (50 g/L)

Soluble dans l'éthanol (20

g/L)

Applications :

Réactif de laboratoire, applications en bactériologie, parasitologie et histo-cytologie.

Mise à jour du 22/04/2013