


Bleu trypan

Code produit : **317450**



$C_{34}H_{24}N_6Na_4O_{14}S_4$
Masse molaire : 960,81

CAS Registry number :

[72-57-1]

Color Index :

23850

Synonymes :

C.I. Direct blue 14
Niagara blue 3B

Spécifications :

- **Aspect :** Poudre cristalline noire
- **pH en solution aqueuse à 1% :** $5.5 \leq \text{pH} \leq 8.5$
- **Perte à la dessiccation :** $\leq 4.5 \%$
- **Cendres sulfuriques :** $\leq 30 \%$
- **Maximum d'absorption dans l'eau :** $584 \text{ nm} \leq \lambda \leq 592 \text{ nm}$
- **Solubilités :** Légèrement soluble l'éthanol
Pratiquement insoluble dans

l'eau

Applications :

Matière colorante, réactif de laboratoire, application en histo-cytologie.

Mise à jour du 22/04/2013