



Bleu de toluidine phéniqué

Code produit : 320130

Spécifications :

- Aspect :
- Maximum d'absorption dans l'eau :
- pH :
- Odeur :

Solution bleue limpide
 $629 \text{ nm} \leq \lambda \leq 635 \text{ nm}$
6.5 - 7.5
Phénolique

Applications :

Histologie : Utilisé pour la coloration métachromatique des tissus. Le Bleu de toluidine phéniqué est le colorant de référence pour les examens extemporanés.

Mise à jour du 25/11/2015