

Colorant de Giemsa L en solution

Code produit : 320300-9000

Spécifications

- **Aspect :** Solution bleu foncé limpide
- **Maxima d'absorption dans le méthanol :** 517 – 527 nm
640 – 644 nm
- **pH (50/50 dans l'eau déminéralisée) :** 7.5 – 8.5

Applications

Hématologie : Utilisé dans la coloration de May-Grünwald Giemsa pour la coloration différentielle des frottis sanguins et médullaires. Le Colorant de Giemsa L en solution est préparé de façon à permettre une action colorante en 20 minutes. Il est utilisé pour les frottis humides.

Histo-cytologie : utilisé dans la coloration de Giemsa Lent selon Lennert et dans la coloration de May-Grünwald Giemsa pour la coloration panoptique des coupes histologiques.

Mise en garde : Le transport, la conservation et l'utilisation de ce réactif doivent être effectués à une température comprise entre 15 et 25°C.

Mise à jour du 10/09/2012