



Pack DropStand Immersion 100 RAL

Code produit : 340101-0000

Composition :

- Huile à Immersion RAL : code : 339200-0010 10 x 10 mL

Spécifications :

- Aspect : Limpide et incolore
- Viscosité à 25°C : 1000 mPa/s
- Indice de réfraction à 25°C : 1.513 ± 0.005
- Densité à 25°C : 1.091 - 1.096

Applications :

Produit destiné à un usage exclusivement professionnel pour l'observation de préparations microscopiques.
Usage in vitro.

Mise à jour du 15/04/2013