


## Rouge thiazine

Code produit : 361440



$C_{24}H_{15}N_3Na_2O_7S_3$   
Masse Molaire : 599,57

**CAS Registry number :**

[2150-33-6]

**Color Index :**

14780

**Synonymes :**

C.I. Direct Red 45

C.I. Food Red 13  
Thiazine Red R

### Spécifications :

- Aspect :
- Perte à la dessiccation :
- Solution à 0,1% dans l'eau :
- pH à 1% dans l'eau :
- Maximum d'absorption dans l'eau :
- Solubilités :
- Coefficient d'extinction spécifique sur sec :

Poudre cristalline marron  
≤ 5 %  
Rouge limpide  
≥ 9,5  
506 nm ≤ λ ≤ 508 nm  
Très soluble dans l'eau  
Soluble dans l'éthanol  
> 330

### Applications :

Réactif de laboratoire, application en bactériologie.

Mise à jour du 22/04/2013