


## Phloxine B

Code produit : 361470



$C_{20}H_2Br_4Cl_4Na_2O_5$   
Masse molaire : 829,63

**CAS Registry number :**

[18472-87-2]

**Color Index :**

45410

**Synonymes :**

C.I. Acid Red 92  
Eosine 10B  
Cyanosine  
Rouge magdala

### Spécifications :

- Aspect :
- Perte à la dessiccation à 105 °C :
- Maxima d'absorption dans l'éthanol à 50° :
- Coefficient d'extinction spécifique :
- Solution aqueuse :
- Solubilités :

Poudre brun-rouge

≤ 10 %

508 nm ≤ λ<sub>1</sub> ≤ 512 nm

542 nm ≤ λ<sub>2</sub> ≤ 552 nm

≥ 800

Limpide

Soluble dans l'eau (90 g/L)

Soluble dans l'éthanol (10

g/L)

### Applications :

Réactif de laboratoire, application en histo-cytologie.

Mise à jour du 22/04/2013