

## Hématoxyline de Mayer

Code produit : **361620**

### Spécifications :

- Aspect :
- Maximum d'absorption dans l'eau :
- Densité :

Solution rouge violacé limpide  
 $554 \text{ nm} \leq \lambda \leq 557 \text{ nm}$   
1.03 - 1.05

### Applications :

**Hématologie** : Utilisée dans le Kit Myéloperoxydase, kit de coloration par l'alphanaftol-pyronine pour la mise en évidence des granulations myéloperoxydasiques. L'hématoxyline de Mayer colore les noyaux des leucocytes en bleu.

### Remarque :

Filtrer la solution avant usage.

Mise à jour du 18/04/2013