

## EOSINE-RAL 555

Code produit : 361640

### Spécifications :

- Aspect :
- Maximum d'absorption dans l'eau :
- pH :

Solution rouge orangé limpide  
516 nm  $\leq \lambda \leq$  518 nm  
6.9 - 7.1

### Applications :

**Hématologie** : Utilisée dans le Kit RAL 555, variante rapide de la coloration de May-Grünwald Giemsa, pour la coloration différentielle des frottis sanguins et médullaires.

**Parasitologie et mycologie** : Utilisée dans le Kit RAL 555, pour la mise en évidence de parasites et champignons sur frottis sanguins.

**Histo-cytologie** : Utilisée dans le Kit RAL 555 pour la coloration rapide polychromique des coupes histologiques, et pour la mise en évidence d'*Helicobacter pylori* sur coupes histologiques.

Mise à jour du 18/04/2013