

## BLEU-RAL 555

Code produit : 361650

### Spécifications :

- Aspect :
- Maxima d'absorption dans l'eau :
- pH :

Solution bleue limpide  
 $612 \text{ nm} \leq \lambda_1 \leq 617 \text{ nm}$   
 $648 \text{ nm} \leq \lambda_2 \leq 651 \text{ nm}$   
6.5 - 7.5

### Applications :

**Hématologie** : Utilisé dans le Kit RAL 555, variante rapide de la coloration de May-Grünwald Giemsa, pour la coloration différentielle des frottis sanguins et médullaires.

**Parasitologie et mycologie** : Utilisé dans le Kit RAL 555, pour la mise en évidence de parasites et champignons sur frottis sanguins.

**Histo-cytologie** : Utilisé dans le Kit RAL 555 pour la coloration rapide polychromique des coupes histologiques, et pour la mise en évidence d'*Helicobacter pylori* sur coupes histologiques.

Mise à jour du 18/04/2013