


## Bleu de méthylène nouveau

Code produit : 361930



C<sub>18</sub>H<sub>22</sub>ClN<sub>3</sub>S, 1/2 ZnCl<sub>2</sub>  
Masse molaire : 416,05

**CAS Registry number :** [6586-05-6]

**Color Index :** 52030

**Synonymes :** C.I. Basic blue 24

### Spécifications :

- Aspect : Poudre marron sombre
- Perte à la dessiccation à 110 °C : ≤ 5.0%
- Maxima d'absorption dans l'eau : 625 nm ≤ λ<sub>1</sub> ≤ 635 nm  
586 nm ≤ λ<sub>2</sub> ≤ 596 nm

### Applications :

Réactif de laboratoire, application en hématologie.  
Industrie textile : colore la laine, la soie, le nylon et le cuir.

Mise à jour du 22/04/2013