

## Auramine Fluo-RAL

Code produit : **362325**

### Spécifications :

- Aspect :
- Maximum d'absorption dans l'eau :
- Densité :

Solution jaune trouble  
 $430 \text{ nm} \leq \lambda \leq 432 \text{ nm}$   
0.980 - 0.990

### Applications :

**Bactériologie** : Utilisée dans le KIT Fluo-RAL pour la mise en évidence des mycobactéries aussi appelées B.A.A.R. (Bacilles Acido-Alcool-Résistants) par une technique de coloration par fluorescence selon Degommier. L'Auramine Fluo-RAL (mélangée extemporanément avec la Solution phéniquée pour Auramine Fluo-RAL) colore en jaune-vert fluorescent les mycobactéries.

### Remarque :

A utiliser extemporanément avec la Solution phéniquée pour Auramine Fluo-RAL.

Mise à jour du 18/04/2013