

Kit Copro-Duo 2x12

Code produit : 362400-0000

Composition

- | | | |
|--|--------------------|----------|
| • Lugol Coprologie : | Code : 367240-0003 | 1X 3mL |
| • Solution M.F. : | Code : 365020-0200 | 1X 200mL |
| • Tampon acéto-acétique à pH=5.0 selon Bailenger | Code : 366220-0200 | 1X 200mL |
| • Phase organique à base d'acétate d'éthyle | Code : 335350-0200 | 1X 200mL |

Applications

Coprologie parasitaire : la coloration par le Kit Copro-Duo 2x12 permet la mise en évidence des parasites, des kystes et des oeufs dans les selles.

Ils sont colorés en vert jaunâtre ou en brun plus ou moins foncé.

Mise à jour le
30/06/2011