

Solution phéniquée pour Auramine Fluo-RAL

Code produit : 362530

Spécifications :

- Aspect :
- Densité :

Solution incolore limpide
1.000 - 1.010

Applications :

Bactériologie : Utilisée dans le Kit Fluo-RAL pour la mise en évidence des mycobactéries aussi appelées B.A.A.R. (Bacilles Acido-Alcool-Résistants) par une technique de coloration par fluorescence selon Degommier. La Solution phéniquée pour Auramine Fluo-RAL (mélangée extemporanément avec l'Auramine Fluo-RAL) colore en jaune-vert fluorescent les mycobactéries.

Remarque :

A utiliser extemporanément avec l'Auramine Fluo-RAL.

Mise à jour du 18/04/2013