



FIX-RAL 555

Code produit : 362870

Spécifications :

- Aspect : Solution violette limpide
- Maximum d'absorption dans le méthanol : $586 \text{ nm} \leq \lambda \leq 588 \text{ nm}$

Applications :

Hématologie : Utilisé dans le Kit RAL 555, variante rapide de la coloration de May-Grünwald Giemsa, pour la coloration différentielle des frottis sanguins et médullaires.

Parasitologie et mycologie : Utilisé dans le Kit RAL 555, pour la mise en évidence de parasites et champignons sur frottis sanguins.

Histo-cytologie : Utilisé dans le Kit RAL 555 pour la coloration rapide polychromique des coupes histologiques, et pour la mise en évidence d'*Helicobacter pylori* sur coupes histologiques.

Mise à jour du 18/04/2013