

Différenciateur lent (alcools)

Code produit : 363030

Spécifications :

- Aspect : Solution incolore limpide
- Odeur : Fortement alcoolique
- Densité : 0.80 - 0.81

Applications :

Bactériologie : Utilisé dans la coloration par le Kit Gram-Hücker L action lente pour la mise en évidence des bactéries à Gram positif et à Gram négatif. Le Kit Gram-Hücker L action lente est idéal pour les colorations manuelles non simultanées de lames.

Parasitologie et mycologie : Utilisé dans la coloration par le Kit Gram-Hücker L action lente pour la mise en évidence des champignons pathogènes ainsi que des spores de microsporidies (protozoaires).

Mise à jour du 18/04/2013