

Fuchsine de Ziehl 1/10

Code produit : 364540

Spécifications :

- Aspect :
- Maximum d'absorption dans l'eau :

Solution limpide rose rouge
 $542 \text{ nm} \leq \lambda \leq 548 \text{ nm}$

Applications :

Bactériologie : Utilisée dans la coloration de Gram-Nicolle pour la mise en évidence des bactéries à Gram positif et à Gram négatif. La Fuschine de Ziehl 1/10 colore les bactéries à Gram négatif en rose.

Mise à jour du 18/04/2013