

## Nigrosine hydrosoluble

Code produit : 366300

**CAS Registry number :**

[8005-03-6]

**Color Index :**

50420

**Synonymes :**

C.I. Acid Black 2  
Nigrosin WS

### **Spécifications :**

- Aspect :
- Perte à la dessiccation à 60°C :
- Maximum d'absorption dans l'éthanol à 50° :
- Coefficient d'extinction spécifique :
- Solution aqueuse à 0.1% :
- Solubilités :

Poudre cristalline noire  
≤ 6 %

570 nm ≤ λ ≤ 585 nm

≥ 200

Violette très sombre

Soluble dans l'eau (50 g/L)

Soluble dans l'éthanol (4 g/L)

### **Applications :**

Réactif de laboratoire, application en cytologie.

Mise à jour du 22/04/2013