

Kit Vita-Eosine

Code produit : **380420-0000**

Composition :

- | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------|
| • Eosine en solution | code : 363200-0100 | 1 x 100 mL |
| • Nigrosine en solution | code : 363210-0100 | 1 x 100 mL |

Applications :

Cytologie :

La coloration par le Kit Vita-Eosine permet d'évaluer le pourcentage de spermatozoïdes vivants et morts.

Seuls les spermatozoïdes morts sont colorés en rose par l'Eosine. Ceux qui n'ont pas pris la coloration sont les spermatozoïdes vivants ; la Nigrosine dessine le contour de ceux-ci en bleu foncé.

Mise à jour du 15/04/2013