



Certified Quality
Management System

GOSSELIN™
A Corning Brand

FICHE TECHNIQUE

DESIGNATION : Pipette 5ml PS na graduée L294
& embout fin, tampon hydrophobe be, 1/sac, STERILE SAL 10-3

Caractéristiques techniques

- **Capacité nominale**
5 ml
- **Capacité Nominale Minimum**
4.90 ml
- **Capacité Nominale Maximum**
5.10 ml
- **Diamètre extérieur du tube**
9.50 mm
- **Diamètre intérieur pointe**
1.70 mm
- **Diamètre extérieur de la queue**
6.65 mm
- **Couleur du tampon**
Bleu
- **Graduations**
Par 1/10ml, valeur marquée à chaque ml.
- **Longueur (mm)**
294.00
- **Diamètre d'ouverture (mm)**
0.00
- **Capacité totale (ml)**
N/A
- **Résistance physique**
Dur, fragile
- **Température d'utilisation du corps principal**
-40°C/+65°C

Conditionnement

- **Pièce(s)/sachet**
250
- **Conditions de stockage (°C)**
température ambiante (15 à 30°C)
- **Quantité par carton (pièces)**
1000
- **Rangement**
4 boîtes x 250 pièces

Références normatives

- **Non hémolytique**
Non Haemolytic (ISO 10993)
 - **Non pyrogène**
Non pyrogenic (USP31)
 - **Non cytotoxique**
Non cytotoxic (ISO 10993/USP)
 - **Niveau d'Assurance de Stérilité conformément à la norme ISO 11137**
STERILE SAL 10-3
-

Précaution d'utilisation

- **Usage unique**
-

Domaines d'application

- **Industries**

 - **Environnement**

 - **Microbiologie**

 - **Laiterie**
-

Disponibilité produit

- **Europe Moyen orient Afrique**

- **Asie Pacifique**

- **Amérique Latine**