



Certified Quality  
Management System

**GOSSELIN™**  
A Corning Brand

## FICHE TECHNIQUE

**DESIGNATION : Pipette 10ml PS na L294**  
& embout fin, tampon hydrophobe or, 1/sac, STERILE SAL 10-3

### Caractéristiques techniques

- **Capacité nominale**  
10 ml
- **Capacité Nominale Minimum**  
9.80 ml
- **Capacité Nominale Maximum**  
10.20 ml
- **Diamètre extérieur du tube**  
11.20 mm
- **Diamètre intérieur pointe**  
2 mm
- **Diamètre extérieur de la queue**  
6.65 mm
- **Couleur du tampon**  
Orange
- **Graduations**  
Par 1/10 ml, valeur marquée à chaque ml.
- **Longueur (mm)**  
294.00
- **Diamètre d'ouverture (mm)**  
0.00
- **Capacité totale (ml)**  
N/A
- **Résistance physique**  
Dur, fragile
- **Température d'utilisation du corps principal**  
-40°C / +65°C

### Conditionnement

- **Pièce(s)/sachet**  
1
- **Conditions de stockage (°C)**  
température ambiante (15 à 30°C)
- **Quantité par carton (pièces)**  
800
- **Rangement**  
4 boîtes x 200 pièces

### Références normatives

- **Non hémolytique**  
Non Haemolytic (ISO 10993)
  - **Non pyrogène**  
Non pyrogenic (USP31)
  - **Non cytotoxique**  
Non cytotoxic (ISO 10993/USP)
  - **Niveau d'Assurance de Stérilité conformément à la norme ISO 11137**  
STERILE SAL 10-3
- 

### Précaution d'utilisation

- **Usage unique**
- 

### Domaines d'application

- **Industries**
  
  - **Environnement**
  
  - **Microbiologie**
  
  - **Laiterie**
- 

### Disponibilité produit

- **Europe Moyen orient Afrique**
  
- **Asie Pacifique**
  
- **Amérique Latine**