


FICHE TECHNIQUE

Révision 09 – 10 juillet 2013

Numéro de référence : 633185

Désignation du produit : Boîte de Petri

Photo :



COMPOSITION :

Matière du tube : Polystyrène, absence de métaux lourds

Matière du couvercle : Polystyrène, Haute Densité, absence de métaux lourds

CARACTERISTIQUES:

Dimension nominale \varnothing x hauteur : Boîte 93 (+0/-0.4 mm) x 15.8 mm (+0.1/-0.3mm)

Poids	13g – 14.5g
Ergots :	+
Version lourde :	-
Couleur :	Transparente
Volume max :	80 ml
Stérilité :	-
Température (résistance) :	- 20°C à +60°C
Autres informations :	
Autoclavable :	-
Centrifugation	#N/A
Durée de vie :	#N/A
Autres informations :	

CONDITIONNEMENT

Qté par sachet/carton : 20/480