


FICHE TECHNIQUE

Révision 04 – 11 septembre 2014

Numéro de référence : 663102

Désignation du produit : Boîte de Petri

Photo :



COMPOSITION :

Matière du tube : Polystyrène, absence de métaux lourds

Matière du couvercle : Polystyrène, Haute Densité, absence de métaux lourds

CARACTERISTIQUES:

Dimension nominale Ø x hauteur : Boîte 100 x 15 mm

Poids : 16g – 17.5g

Ergots : +

Version lourde : +

Couleur : Transparente

Volume max : 80 ml

Volume de travail : 30 à 40 ml

Stérilité : -

Température (résistance) : - 20°C à +60°C

Autres informations :

Autoclavable : -

Centrifugation : #N/A

Durée de vie : #N/A

Autres informations : A usage unique

Élévations pour la ventilation de la culture

CONDITIONNEMENT

Qté par sachet/carton : 15/360