

FICHE TECHNIQUE

Révision 2 – décembre 2009

Désignation du produit : Tube PCR 0.5 ml avec bouchon attaché

Spécifications

	672281
Description	Tube PCR 0.2 ml avec bouchon attaché
Dimension	Longueur sans bouchon : 28,78 mm Diamètre extérieur du tube : 9,91 mm Diamètre intérieur du tube : 6,88 mm
Volume	0.5 ml
Matière	PP (Polypropylène), absence de métaux lourds
Couleur	Assortiment (orange, rouge, bleu, vert, jaune, violet)
Stérilisation	-
Autres informations	A usage unique

Caractéristiques

Basic	Exemptes de détection DNases et RNases, ADN humain et pyrogens
Température de stockage	-80°C à 105°C
Autoclavable	-
centrifugation, max RCF	4000 x g rotor angulaire
Durée de vie	-
Autres informations	-

Conditionnement

Quantité par sachet	500
Quantité par carton	1000