


FICHE TECHNIQUE

Révision 3 – mars 2014

Désignation du produit : Barrettes de 8 Microtubes [0.2ml] pour PCR sans bouchon

Spécifications

	673272 
Description	Barrettes de 8 Microtubes [0.2 ml] pour PCR sans bouchon
Volume	0.2 ml
Dimension	Tube Hauteur : 20.83 mm Diamètre extérieur: 7,09 mm Diamètre intérieur: 5,36 mm Longueur de la barrette : 71.12 mm
Matière	PP (Polypropylène), absence de métaux lourds
Couleur	Orange
Stérilisation	-
Autres informations	A usage unique Compatible. 37327xx et 373281 et 373 250

Caractéristiques

Basic	Exemptes de détection DNases et RNases, ADN humain et pyrogens
Température de stockage	-80°C à 105°C
Autoclavable	-
centrifugation, max RCF	-
Durée de vie	-
Autres informations	-

Conditionnement

Quantité par sachet	125
Quantité par carton	1250