

## FICHE TECHNIQUE

Révision 1 – 6 mai 2005

Désignation du produit : Pointes pour micropipette

### Spécifications

Photo	685261
	
Description	Pointes pour micropipette recommandée pour <b>Eppendorf®</b> Reference, Research, Research pro
Dimension	Longueur : 49 mm (+0.1 / -0.2 mm) Diamètre intérieur : 5.35 mm (+0.05 / -0.0 mm)
Volume	10 – 100 µl
Matière	PP (Polypropylène), absence de métaux lourds
Couleur	Jaune
Stérilisation	+ par irradiation
Graduation	-
Autres informations	Dispositif à usage unique Eppendorf® 4700, 4710, 4810, 4910, Research, Research pro

### Caractéristiques

Basic	Haute résistance à la rupture (disque, forme stable), autoclavable
Température de stockage	-190°C à +140°C
Autoclavable	121°C / 20min
Centrifugation, max RCF	-
Durée de vie	3 ans après le mois de production
Autres informations	Les procédures d'essai est en corrélation avec la norme ISO 8655

### Conditionnement

Qté sachet / carton	94 / 4800, en rack ST jaune
---------------------	-----------------------------