

## FICHE TECHNIQUE

Révision 1 – 6 avril 2005

Désignation du produit : Pointes pour micropipette

### Spécifications

Photo	686295
	
Description	Pointes pour micropipette recommandée pour <b>Eppendorf®</b> Reference, Research, Research pro
Dimension	Longueur : 69.85 mm (+0.1 / -0.2 mm) Diamètre intérieur : 7.7 mm (+/-0.1 mm)
Volume	100– 1000 µl
Matière	PP (Polypropylène), absence de métaux lourds
Couleur	Incolore
Stérilisation	-
Graduation	-
Autres informations	Dispositif à usage unique Eppendorf® 4910, Research, Research pro

### Caractéristiques

Basic	Haute résistance à la rupture (disque, forme stable), autoclavable
Température de stockage	-190°C à +140°C
Autoclavable	121°C / 20min
Centrifugation, max RCF	-
Durée de vie	-
Autres informations	Les procédures d'essai est en corrélation avec la norme ISO 8655

### Conditionnement

Qté sachet / carton	250 / 5000, en sachet
---------------------	-----------------------