

Boîte pour fertilisation in vitro, Nunc™



PS, stérile, fond plat, avec couvercle

Ces boîtes totalement certifiées sont destinées spécifiquement à une utilisation pour réaliser des fécondations in vitro (FIV).

- ▶ Contrôle intégral par lot de tous les composants du produit fini pour une traçabilité totale
- ▶ La certification unique, basée sur un test d'embryotoxicité sur souris à l'étape unicellulaire, confirme que le produit est stérile (SAL 106), apyrogène et qu'il répond aux exigences USP classe VI



Désignation	Surface de croissance	L×P×H
Boîte FIV, Nunclon™Δ traitée, 4 compartiments	1,9 cm ²	66×66×18 mm