

## FICHE TECHNIQUE

Révision 2 – 21 octobre 2013

Désignation du produit : Pointes pour micropipette

### Spécifications

Photo	739290
	
Description	recommandée pour <b>Gilson®</b> Pipetman P20, P100, P200, F5, F10, F25, F50, F200, U200
Volume	10 – 200 µl
Matière	PP (Polypropylène), absence de métaux lourds
Couleur	Jaune
Stérilisation	+ SAL 10 <sup>-3</sup>
Graduation	-
Autres informations	Dispositif à usage unique

### Caractéristiques

Basic	Haute résistance à la rupture (disque, forme stable), autoclavable
Température de stockage	-190°C à +140°C
Autoclavable	121°C / 20min
Centrifugation, max RCF	-
Durée de vie	3 ans après le mois de production
Autres informations	Les procédures d'essai est en corrélation avec la norme ISO 8655

### Conditionnement

Qté sachet / carton	94 / 4800, en rack ST jaune
---------------------	-----------------------------