

## FICHE TECHNIQUE

Révision 1 – 6 mai 2005

Désignation du produit : Pointes pour micropipette

### Spécifications

Photo	739263
	
Description	Pointes pour Micropipettes Universelle Recommandées pour Anthos®, Biohit®, Brand®, Costar®, Eppendorf®, Finnpiquette®, Gilson®, Human®, Moltronic®, Socorex®
Dimension	Longueur : 49.8 mm (+0.0 / -0.3 mm) Diamètre intérieur : 5.6 mm (+/- 0.05 mm)
Volume	10 – 200 µl
Matière	PP (Polypropylène), absence de métaux lourds
Couleur	Incolore
Stérilisation	-
Graduation	+
Autres informations	Dispositif à usage unique

### Caractéristiques

Basic	Haute résistance à la rupture (disque, forme stable), autoclavable
Température de stockage	-190°C à +140°C
Autoclavable	121°C / 20min
Centrifugation, max RCF	-
Durée de vie	
Autres informations	Les procédures d'essai est en corrélation avec la norme ISO 8655

### Conditionnement

Qté sachet / carton	96 / 4800, en rack ST Jaune
---------------------	-----------------------------