

## FICHE TECHNIQUE

Révision 2 – 6 mai 2005

Désignation du produit : Pointes pour micropipette

### Spécifications

|                     |   |
|---------------------|---|
| Photo               | 739291  |
|                     |    |
| Description         | Pointes pour Micropipettes Universelle<br>Recommandées pour Anthos®, Biohit®, Brand®, Costar®,<br>Eppendorf®, Finnpiquette®, Gilson®, Human®, Moltronic®,<br>Socorex® |
| Dimension           | Longueur : 49.8 mm (+0.0 / -0.3 mm)<br>Diamètre intérieur : 5.6 mm (+/- 0.05 mm)  |
| Volume              | 10 – 200 µl   |
| Matière             | PP (Polypropylène), absence de métaux lourds  |
| Couleur             | Incolore  |
| Stérilisation       | + par irradiation   |
| Graduation          | -   |
| Autres informations | Dispositif à usage unique   |

### Caractéristiques

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Basic                   | Haute résistance à la rupture (disque, forme stable),<br>autoclavable |
| Température de stockage | -190°C à +140°C   |
| Autoclavable            | 121°C / 20min   |
| Centrifugation, max RCF | -   |
| Durée de vie            |   |
| Autres informations     | Les procédures d'essai est en corrélation avec la norme ISO<br>8655   |

### Conditionnement

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Qté sachet / carton | 500/ 15000, en sachet |
|---------------------|-----------------------|