

FICHE TECHNIQUE

Révision 1 – mai 2005

Désignation du produit : Pointes pour micropipette

Spécifications

Photo	740264
	
Description	Pointes pour micropipette recommandée pour Anthos® , Brand® , Costar® , Eppendorf® , Finnpipette® , Gilson® , Human® , Socorex®
Dimension	Longueur: 79,3 mm ($\pm 0,15$ mm) Diamètre intérieur: 7,7 mm (+0,1 / 0,0 mm)
Volume	200– 1000 μ l
Matière	PP (Polypropylène), absence de métaux lourds
Couleur	incolore
Stérilisation	+ par irradiation
Graduation	+
Autres informations	Dispositif à usage unique recommandée recommandée Anthos® , Brand® , Costar® , Eppendorf® , Finnpipette® , Gilson® , Human® , Socorex®

Caractéristiques

Basic	Haute résistance à la rupture (disque, forme stable), autoclavable
Température de stockage	-190°C à +140°C
Autoclavable	121°C / 20min
Centrifugation, max RCF	-
Durée de vie	3 ans après le mois de production
Autres informations	Les procédures d'essai est en corrélation avec la norme ISO 8655

Conditionnement

Qté sachet / carton	60 / 2 400, Rack EL
---------------------	---------------------