


FICHE TECHNIQUE

Révision 3 – 24 Octobre 2014

Désignation du produit : Pointes pour micropipette

Spécifications

Photo	740274
	
Description	Pointes pour micropipette recommandée recommandée pour Gilson® Pipetman P1000, F250, F300, F500, F1000, U1000
Volume	200– 1000 µl
Matière	PP (Polypropylène), absence de métaux lourds
Couleur	bleue
Stérilisation	+ par irradiation
Graduation	-
Autres informations	Dispositif à usage unique recommandée recommandée pour Gilson® Pipetman P1000, F250, F300, F500, F1000, U1000

Caractéristiques

Basic	Haute résistance à la rupture (disque, forme stable), autoclavable
Température de stockage	-190°C à +140°C
Autoclavable	121°C / 20min
Centrifugation, max RCF	-
Durée de vie	3 ans après le mois de production
Autres informations	Les procédures d'essai est en corrélation avec la norme ISO 8655

Conditionnement

Qté sachet / carton	60 / 2400, en rack ST bleu
---------------------	----------------------------