


## FICHE TECHNIQUE

Révision 3 – 24 Octobre 2014

Désignation du produit : Pointes pour micropipette

### Spécifications

Photo	740290
	
Description	Pointes pour micropipette recommandée recommandée pour <b>Gilson®</b> Pipetman P1000, F250, F300, F500, F1000, U1000
Volume	200– 1000 µl
Matière	PP (Polypropylène), absence de métaux lourds
Couleur	bleue
Stérilisation	-
Graduation	-
Autres informations	Dispositif à usage unique recommandée recommandée pour <b>Gilson®</b> Pipetman P1000, F250, F300, F500, F1000, U1000

### Caractéristiques

Basic	Haute résistance à la rupture (disque, forme stable), autoclavable
Température de stockage	-190°C à +140°C
Autoclavable	121°C / 20min
Centrifugation, max RCF	-
Durée de vie	-
Autres informations	Les procédures d'essai est en corrélation avec la norme ISO 8655

### Conditionnement

Qté sachet / carton	250 / 5000, en sachet
---------------------	-----------------------