

## FICHE TECHNIQUE

Révision 1 – mai 2005

Désignation du produit : Pointes pour micropipette

### Spécifications

Photo	740296
	
Description	Pointes pour micropipette recommandée pour <b>Anthos®</b> , <b>Brand®</b> , <b>Costar®</b> , <b>Eppendorf®</b> , <b>Finnpipette®</b> , <b>Gilson®</b> , <b>Human®</b> , <b>Socorex®</b>
Dimension	Longueur: 79,3 mm ( $\pm 0,15$ mm) Diamètre intérieur: 7,7 mm (+0,1 / 0,0 mm)
Volume	200– 1000 $\mu$ l
Matière	PP (Polypropylène), absence de métaux lourds
Couleur	bleue
Stérilisation	-
Graduation	+
Autres informations	Dispositif à usage unique recommandée recommandée <b>Anthos®</b> , <b>Brand®</b> , <b>Costar®</b> , <b>Eppendorf®</b> , <b>Finnpipette®</b> , <b>Gilson®</b> , <b>Human®</b> , <b>Socorex®</b>

### Caractéristiques

Basic	Haute résistance à la rupture (disque, forme stable), autoclavable
Température de stockage	-190°C à +140°C
Autoclavable	121°C / 20min
Centrifugation, max RCF	-
Durée de vie	-
Autres informations	Les procédures d'essai est en corrélation avec la norme ISO 8655

### Conditionnement

Qté sachet / carton	250 / 5000, en sachet
---------------------	-----------------------