

## FICHE TECHNIQUE

Révision 2 – mai 2008

Désignation du produit : EasyLoad® 1000

### Spécifications

	741045
Description	EasyLoad® 1000
Volume	100 - 1000 µl
Matière	Pointe en PP (Polypropylène), absence de métaux lourds Boîte en carton avec couvercle en plastique
Couleur	Bleue
Stérilisation	-
Graduation	+
Autres informations	Dispositif à usage unique Pour les pipettes monocanal: Brand®, Eppendorf®, Finnpipette®, Gilson®, Socorex®

### Caractéristiques

Basic	Haute résistance à la rupture (disque, forme stable) Autoclavable Tous les composants EasyLoad® peuvent être recyclés
Température de stockage	-190°C à +140°C
Autoclavable	121°C / 20 min
Centrifugation, max RCF	-
Durée de vie	-
Autres informations	Les procédures d'essai est en corrélation avec la norme ISO 8655

### Conditionnement

Rack par carton	360 / 2160
-----------------	------------