

FICHE TECHNIQUE

Révision 2 – mai 2008

Désignation du produit : EasyLoad® 1000

Spécifications

	741050
Description	EasyLoad® 1000
Volume	100 - 1000 µl
Matière	Pointe en PP (Polypropylène), absence de métaux lourds Boîte en carton avec couvercle en plastique
Couleur	bleue
Stérilisation	+ par irradiation
Graduation	+
Autres informations	Dispositif à usage unique Pour les pipettes monocanal: Brand®, Eppendorf®, Finnpipette®, Gilson®, Socorex®

Caractéristiques

Basic	Haute résistance à la rupture (disque, forme stable) Autoclavable Tous les composants EasyLoad® peuvent être recyclés
Température de stockage	-190°C à +140°C
Autoclavable	121°C / 20 min
Centrifugation, max RCF	-
Durée de vie	3 ans après le mois de production
Autres informations	Les procédures d'essai est en corrélation avec la norme ISO 8655

Conditionnement

Rack par carton	360 / 2160
-----------------	------------