

FICHE TECHNIQUE

Révision 1 – juin 2008

Désignation du produit : EasyLoad® 200

Spécifications

	741061 
Photo	
Description	EasyLoad® 200
Volume	200 µl
Matière	Pointe en PP (Polypropylène), absence de métaux lourds Boîte en carton avec couvercle en plastique
Couleur	Incolore
Stérilisation	+ par irradiation
Graduation	+
Autres informations	Dispositif à usage unique Pour les pipettes monocanal: Brand®, Eppendorf®, Finnpipette®, Gilson®, Socorex® Pour les pipettes multicanal: Brand®, Gilson®, Eppendorf®, Socorex®

Caractéristiques

Basic	Haute résistance à la rupture (disque, forme stable) Autoclavable Tous les composants EasyLoad® peuvent être recyclés
Température de stockage	-190°C à +140°C
Autoclavable	121°C / 20 min
Centrifugation, max RCF	-
Durée de vie	3 ans après le mois de production
Autres informations	Les procédures d'essai est en corrélation avec la norme ISO 8655

Conditionnement

Rack par carton	960 / 5760
-----------------	------------