

FICHE TECHNIQUE

Révision 03 – 6 juillet 2012

Numéro de référence : 742270

Désignation du produit : Cupule « Cobas »

Photo :



COMPOSITION :

Matière : PP (Polypropylène), absence de métal lourd

CARACTERISTIQUES:

Dimension	Longueur : 34.2 mm (+0.0/-0.3 mm) Diamètre intérieur : 35.4 mm Diamètre extérieur : 8.5 mm (+0.0/-0.1 mm)
Couleur	Bleue
Volume [ml]	0.7
Graduation	-
Bouchon attaché	+
Stérilité :	-
Température (résistance) :	-80°C à +121°C
Compatible	Roche
Autoclavable	121°C / 20 min
Centrifugation:	28000 x g – rotor à angle fixe
Autres spécifications :	A usage unique Exemptes de détection DNases et RNases, ADN humain et pyrogens

CONDITIONNEMENT

Qté par sachet/carton : 500/15000