


FICHE TECHNIQUE

Désignation du produit : Pointes pour chargement de Gel

Spécifications

Photo	770291
	
Description	Pointes pour chargement de gel Recommandées pour Anthos®; Biohit®; Brand®; Costar®; Eppendorf®; Finnpipette®; Gilson®; Human®; Moltronic®; Socorex®
Filtre	-
Volume	10 – 200 µl
Couleur	Incolore
Stérilisation	-
Autres informations	Dispositif à usage unique Recommandées pour Anthos®; Biohit®; Brand®; Costar®; Eppendorf®; Finnpipette®; Gilson®; Human®; Moltronic®; Socorex®

Caractéristiques d'utilisation

Idéales pour un grand nombre d'applications en biologie moléculaire, spécifiquement pour les puits de séquençage, l'électrophorèse des PCR et de protéines

Conditionnement

Qté sachet / carton	96 / 3840, en rack ST bleu
---------------------	----------------------------